

## Western Blot 封闭液 I (BSA)

### BSA Blocking Buffer

Cat Number: GPP1817    Store at -20°C for 12 months    For Research Use Only

#### 一 产品组份

组分名称	GPP1817	保存条件
	200ml	
BSA Blocking Buffer	200ml	-20°C

#### 二 产品简介

本产品可用于 Western 时转移了蛋白样品的 PVDF 膜或 NC 膜的封闭。封闭后，可以减小后续的一抗或二抗和膜的非特异性结合，降低背景，增强信噪比。

#### 三 注意事项

每次使用时，必须保证封闭液将印迹膜完全浸没，以免影响封闭效果。

#### 四 操作步骤

1. 本产品无需稀释，开盖即用。
2. 目的蛋白转移完毕后，将印迹膜放入容器中，加入适量 BSA Blocking Buffer（以完全覆盖印迹膜为宜）。室温孵育 30 分钟至 2 小时，必要时可 4°C 孵育过夜。
3. 封闭结束后弃去 BSA Blocking Buffer，进行 Western Blot 后续操作。